


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Megalin/Lrp2 Humano Para If-P Y Fc (Intra) - P98164

Número de artículo: CM0007774



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana Megalin/LRP2, conjugado con . Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo intracelular. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de receptores endocíticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-Megalin/LRP2 humano
Observaciones/Alias	LRP2; DBS; GP330; proteína 2 relacionada con el receptor de LDL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4446-4655 de la proteína humana Megalin/LRP2 (NP_004516.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P98164
Peso de la proteína	521 kDa
Envío	Bolsa de hielo