


Mab De Conejo Anti-Mertk Humano Para Fc - Q12866

Número de artículo: CM0008095



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MERTK humano conjugado con validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con la MERTK humana. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para investigación sobre apoptosis, fagocitosis y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MERTK humano
Observaciones/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina quinasa Mer
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10461
ID de gen	10461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-499 de la MERTK humana (NP_006334.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo