

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mica/Micb Humano - Q29983 / Q29980

Número de artículo: CM0004819



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra MICA/MICB humano, adecuado para citometría de flujo. Se dirige a los ligandos NKG2D inducidos por estrés expresados en diversas células epiteliales y tumorales, lo que ayuda en los estudios de vigilancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MICA/MICB humano
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Especie	Humano
ID de gen	100507436/4277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-298 de MICB humano (NP_005922.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso de la proteína	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo