

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Mica/Micb Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q29983 / Q29980

Número de artículo: CM0012053



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra MICA/MICB humano para citometría de flujo. Reacciona específicamente con muestras humanas; ideal para la detección de células inmunitarias y estudios de investigación de ligandos de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano MICA/MICB conjugado con
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-298 de MICB humano (NP_005922.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso Proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo