


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Mmp9 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P14780

Número de artículo: CM0004099



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra MMP9 humano para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras humanas, detecta la proteína gelatinasa B de 78 kDa involucrada en la remodelación de la matriz extracelular y la migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano MMP9
Observaciones/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metalopeptidasa de matriz 9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4318
GeneID	4318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-707 de MMP9 humano (NP_004985.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14780
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo