

Mab De Conejo Anti-Mrc2 Humano - Q9Ubg0

Número de artículo: CM0011636



Introducción

mAb de conejo anti-MRC2 humano para aplicaciones de citometría de flujo (CF). Reactividad cruzada con humanos. Ideal para investigación sobre endocitosis y remodelación de la matriz extracelular. Peso molecular de la proteína: 167 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MRC2 humano
Observaciones/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-513 de la MRC2 humana (NP_006030.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso de la proteína	167kDa
Envío	Bolsa de hielo