

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrc2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q9Ubg0

Número de artículo: CM0005736



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige al MRC2 humano (CD280, ENDO180, UPARAP), un receptor de manosa tipo C involucrado en la internalización del colágeno y la remodelación de la matriz. Validado para aplicaciones de citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MRC2 humano
Observaciones/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-513 del MRC2 humano (NP_006030.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso de la proteína	167kDa
Envío	Bolsa de hielo