

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nat10 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9H0A0

Número de artículo: CM0010277



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra NAT10 humano para citometría de flujo intracelular. NAT10 es una citidina acetiltransferasa de ARN que regula la estabilidad del ARNm, la traducción y el procesamiento del ARNr 18S, lo que hace que este anticuerpo sea ideal para estudios de la función nucleolar y la modificación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NAT10 humano
Observaciones/Alias	ALP; Kre33; NET43
Especie	Humano
ID génico (humano)	55226
ID génico	55226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-1025 de NAT10 humano (Q9H0A0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H0A0
Peso molecular	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo