

Mab De Conejo Anti-Nectina-1/Cd111 Humano Para Fc - Q15223

Número de artículo: CM0009579



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Nectina-1/CD111 humana, una molécula de adhesión celular y receptor de entrada para herpesvirus. Validado para citometría de flujo, facilita la investigación en neurodesarrollo y patogénesis viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Nectina-1/CD111 humano
Observaciones/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRL1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5818
ID del gen	5818
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de la Nectina-1/CD111 humana (NP_002846.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso de la proteína	57kDa/51kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo