

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nectina-1/Cd111 Humana Para Fc - Q15223

Número de artículo: CM0005282



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la nectina-1/CD111 humana para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, reconoce una proteína de 57/51/39 kDa. Adecuado para investigación sobre adhesión celular, neurodesarrollo y entrada de virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human Nectin-1/CD111
Observaciones/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5818
GeneID	5818
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de la nectina-1/CD111 humana (NP_002846.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15223
Peso de la proteína	57kDa/51kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo