

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nectina-4 Humana Conjugado Con Para Fc - Q96Ny8

Número de artículo: CM0007741



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la Nectina-4 humana (PVRL4), validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para investigación sobre adhesión celular, carcinoma de mama y receptor del virus del sarampión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Nectina-4 humana
Observaciones/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectina-4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	81607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-146 de la Nectina-4 humana (NP_112178.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q96NY8
Peso Molecular de la Proteína	24kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo