

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Nectin-4 Para Citometría De Flujo - Q96Ny8

Número de artículo: CM0010567



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra Nectin-4 humano, validado para citometría de flujo. Reacciona con muestras humanas, adecuado para investigación oncológica y estudios del receptor del virus del sarampión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. monoclonal conejo anti-humano Nectin-4
Observaciones/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Especie	Humano
GeneID	81607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-146 de Nectin-4 humano (NP_112178.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96NY8
Peso Molecular Proteico	24kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo