

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ng2 Humano Para Fc - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0012632



Introducción

mAb de conejo anti-NG2 humano para citometría de flujo. Reconoce CSPG4/NG2 humano, un proteoglicano de 251 kDa implicado en la proliferación, migración y angiogénesis celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NG2 humano
Observaciones/Sinónimos	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1464
ID del gen	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1583-2224 de NG2 humano (NP_001888.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso proteico	251 kDa
Envío	Bolsa de hielo