

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Ng2 Para Fc - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0009846



Introducción

Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Humano NG2 (clon no especificado) para citometría de flujo. Reacciona con el proteoglicano de sulfato de condroitina humano NG2, involucrado en la migración y proliferación celular. Adecuado para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano NG2
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Especie	Humano
GeneID (humano)	1464
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1583-2224 del NG2 humano (NP_001888.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Molecular de la Proteína	251 kDa
Envío	Bolsa de hielo