

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Nt5E/Cd73 Conjugado Con Para Fc - P21589

Número de artículo: CM0012408



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra NT5E/CD73 humano, validado para citometría de flujo (FC). Se dirige a la ecto-5'-nucleotidasa, una enzima de membrana anclada a GPI que hidroliza AMP. Adecuado para investigación en inmuno-oncología y metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano NT5E/CD73 conjugado con
Observaciones/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4907
ID del gen	4907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-547 de NT5E/CD73 humano (NP_002517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21589
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo