


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Opn1Lw/Opn1Mw Para Citometría De Flujo - P04000 / P04001

Número de artículo: CM0007862



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra OPN1LW y OPN1MW humanos, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación sobre la función de los fotorreceptores de conos y la visión del color rojo/verde.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano OPN1LW/OPN1MW
Observaciones/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-48 de OPN1LW/OPN1MW humano (NP_064445.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo