


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Opn1Lw/Opn1Mw Humano Para Citometría De Flujo - P04000 / P04001

Número de artículo: CM0004115



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-OPN1LW/OPN1MW humano conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a las opsinas cono sensibles al rojo (OPN1LW) y al verde (OPN1MW), es adecuado para investigación retiniana y estudios de visión cromática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-OPN1LW/OPN1MW humano
Notas / Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-48 de OPN1LW/OPN1MW humano (NP_064445.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04000/P04001
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo