


Mab De Conejo Anti-P-Cadherina Humana - P22223

Número de artículo: CM0010429



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra P-cadherina humana (CDH3) para citometría de flujo. Detecta P-cadherina humana en tejidos epiteliales y carcinomas, ideal para investigaciones sobre adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-P-cadherina humana
Observaciones/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Especie	Humana
ID del gen	1001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-654 de la P-cadherina humana (NP_001784.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P22223
Peso molecular	87kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo