


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P-Cadherina Humana Para Citometría De Flujo - P22223

Número de artículo: CM0010499



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la P-cadherina humana (CDH3).
Inmunógeno recombinante (aa 108-654).
Validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación de adhesión celular y carcinoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-P-cadherina humana
Observaciones/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Especie	Humano
ID de gen	1001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-654 de la P-cadherina humana (NP_001784.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22223
Peso proteico	87kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo