


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P-Cadherina Humana Para Citometría De Flujo - P22223

Número de artículo: CM0009580



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la P-cadherina humana (CDH3) para citometría de flujo. Reconoce la cadherina-3 en tejidos epiteliales y células de carcinoma; útil para la investigación de la adhesión celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-P-cadherina humana
Observaciones/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Especie	Humano
GeneID	1001
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-654 de la P-cadherina humana (NP_001784.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22223
Peso de la proteína	87 kDa/91 kDa
Envío	Bolsa de hielo