

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano P4Hb Conjugado Con Para Citometría De Flujo Intracelular - P07237

Número de artículo: CM0009674



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la P4HB humana (proteína disulfuro-isomerasa). Validado para citometría de flujo intracelular, detecta una proteína de 57 kDa. Adecuado para estudios de plegamiento de proteínas y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano P4HB conjugado con
Observaciones/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 329-508 de la P4HB humana (NP_000909.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07237
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo