

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Pcsk9 Para Citometría De Flujo - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0012644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra PCSK9 humano (Q8NBP7). Validado para aplicaciones de citometría de flujo intracelular. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 31-692 del PCSK9 humano. Ideal para la investigación del metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano PCSK9 mAb
Observaciones/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	255738
GeneID	255738
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-692 del PCSK9 humano (NP_777596.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NBP7
Peso proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo