

Mab De Conejo Anti-Pd-L1/Cd274 Humano - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0007854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra PD-L1/CD274 humano (B7-H1, PDCD1LG1). Validado para citometría de flujo, apoya la investigación en bloqueo de puntos de control inmunitarios e inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PD-L1/CD274 humano
Observaciones/Alíase	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29126
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo