

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-L1/Cd274 Humano Para Fc - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0007976



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra PD-L1/CD274 humano (B7-H1, PDL1). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación de puntos de control inmunitario y estudios de inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PD-L1/CD274 humano
Observaciones/Alias	B7-H1; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	29126
ID de gen	29126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo