

Mab De Conejo Anti-Perforina Humana Para Fc (Intracelular) - P14222

Número de artículo: CM0009936

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Perforina humana (PRF1) para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras humanas; detecta una proteína de 61 kDa. Adecuado para investigación de citotoxicidad de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Perforina humana
Abreviaturas / Alias	P1; PFP; HPLH2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-555 de la Perforina humana (NP_005032.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14222
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo