


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0001539



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para las subunidades regulatorias fosforiladas de PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) y p55γ (Y199). Validado para citometría de flujo intracelular para analizar la señalización de PI3K/AKT en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fosfo-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 humano
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5295/5296/8503
ID del gen	5295/5296/8503
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso de la proteína	42-54kDa/81-84kDa
Envío	Bolsa de hielo