


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Pi3K Humana P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55 γ (Y199) Para Citometría De Flujo Intracelular - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0001362



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que se dirige a las subunidades reguladoras fosforiladas de PI3K p85 α (Y467), p85 β (Y464) y p55 γ (Y199). Validado para citometría de flujo intracelular. Útil para estudiar la señalización PI3K/AKT en células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Fosfo-PI3KP85 α -Y467+P85 β -Y464+P55 γ -Y199 mAb
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5295/5296/8503
GenelD	5295/5296/8503
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de Y467 de PI3KP85 α humana (NP_852664.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envío	Bolsa de hielo