

Conejo Anti-Humano Fosfo-Pi3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mab - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0001913



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la fosfo-PI3K humana p85α (Y467), p85β (Y464) y p55γ (Y199). Validado para citometría de flujo intracelular (FC). Ideal para estudiar la señalización PI3K/AKT en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano Fosfo-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y467 de PI3Kp85α humana (NP_852664.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envío	Bolsa de hielo