

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina Humana Para Fc - Q86YI7

Número de artículo: CM0009632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la Podoplanina humana (PDPN), validado para citometría de flujo. Útil para el estudio de migración celular, adhesión, biología linfática y progresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Podoplanina humana
Notas / Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Especie	Humano
GeneID	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-123 de la Podoplanina humana (NM_006474.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso de la proteína	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo