

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina Humana Para Citometría De Flujo - Q86YI7

Número de artículo: CM0012330



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la podoplanina humana (PDPN/Aggrus/Gp36). Validado para citometría de flujo, reactividad cruzada humana. Adecuado para estudios de biología del cáncer, sistema linfático y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-podoplanina humana
Notas / Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T1A; podoplanina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10630
GeneID	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-123 de la podoplanina humana (NM_006474.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q86YL7
Peso de la proteína	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo