


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Pth1R () Para Citometría De Flujo - Q03431

Número de artículo: CM0010046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PTH1R humano, conjugado con , validado para citometría de flujo. El receptor de la hormona paratiroidea 1 (PTH1R) es un receptor acoplado a proteína G involucrado en la homeostasis del calcio. Ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano PTH1R
Observaciones/Alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Especie	Humano
ID de Gen	5745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-188 del PTH1R humano (NP_000307.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso Molecular de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo