


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pth1R Humano Para Citometría De Flujo - Q03431

Número de artículo: CM0009955



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a PTH1R humano (receptor 1 de la hormona paratiroidea), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de señalización por GPCR y enfermedades óseas/renales. Específico para PTH1R humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PTH1R humano
Abreviaturas/Alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5745
GeneID	5745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-188 de PTH1R humano (NP_000307.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo