


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Rankl/Cd254 - O14788

Número de artículo: CM0010352



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra RANKL/CD254 humano para citometría de flujo intracelular. Una herramienta esencial para estudiar la diferenciación de osteoclastos, el metabolismo óseo y las interacciones entre células T y células dendríticas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano RANKL/CD254                                                                                  |
| Observaciones/Alias | ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID del Gen (Humano) | 8600                                                                                                                                     |
| ID del Gen          | 8600                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 136-317 de RANKL/CD254 humano (NP_003692.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                   |
| SWISS               | O14788                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 27kDa/30kDa/35kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |