


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ror1 Humano Para Citometría De Flujo - Q01973

Número de artículo: CM0009077



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el dominio extracelular de ROR1 humano (aa 24-403). Validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en cáncer, neurobiología y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti-ROR1 Humano
Observaciones/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Especie	Humano
ID del Gen	4919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-403 de ROR1 Humano (NP_005003.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso Molecular de la Proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo