


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ror1 Humano Para Citometría De Flujo - Q01973

Número de artículo: CM0008137



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado dirigido contra ROR1 humano, validado para citometría de flujo. Específico para ROR1 humano, detecta una proteína de 104 kDa. Adecuado para la investigación de señalización Wnt y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ROR1 humano
Observaciones/Alias	NTRKR1; dJ537F10.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4919
GeneID	4919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-403 de ROR1 humano (NP_005003.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo