

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Siglec-8 Para Fc - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0011688



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Siglec-8 humano (SAF-2). Validado para citometría de flujo, detecta la lectina de membrana de 44-54 kDa en eosinófilos, basófilos y células cebadas. Ideal para inmunofenotipificación e investigación de alergias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano Siglec-8 mAb
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Especie	Humano
GeneID	27181 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 del Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo