

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Siglec-8 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0011361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con dirigido contra Siglec-8 humano. Específico para aplicaciones de citometría de flujo, ideal para estudiar la biología de eosinófilos, mastocitos y basófilos. Reactividad confirmada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano Siglec-8 conjugado con
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27181
GeneID	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo