

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Siglec-8 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0011530



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a Siglec-8 humano (Q9NYZ4), validado para citometría de flujo. Detecta específicamente Siglec-8 en basófilos, mastocitos y eosinófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Siglec-8 humano
Observaciones/Alias	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, lectina similar a inmunoglobulina de unión a ácido siálico 8
Especie	Humano
ID del gen	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso de la proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo