

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Siglec-8 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0009340



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Siglec-8 humano (SAF-2). Diseñado para citometría de flujo para detectar eosinófilos, basófilos y mastocitos. El inmunógeno recombinante garantiza una alta especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human Siglec-8
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Especie	Humano
GeneID	27181 (humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante (a.a. 17-363 de Siglec-8 humano, NP_055257.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso de la proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo