

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Siglec9 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Y336

Número de artículo: CM0009499

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-SIGLEC9 humano para citometría de flujo. Detecta CD329 en neutrófilos y monocitos humanos. Inmunógeno recombinante; peso proteico de 50-52 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SIGLEC9 humano
Observaciones/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Especie	Humano
ID del gen	27180 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-348 de la SIGLEC9 humana (NP_055256.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso proteico	50kDa, 52kDa
Envío	Bolsa de hielo