

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syk Humano Para Fc (Intra) - P43405

Número de artículo: CM0006253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Syk humano (p72-Syk). Diseñado para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigar la señalización del receptor de células B, la inmunidad innata y las vías de activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-Syk humano
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-350 del Syk humano (NP_003168.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso proteico	72kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo