

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syk Humano Para Fc (Intra) - P43405

Número de artículo: CM0010992



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la tirosina-proteína cinasa SYK humana (p72-Syk). Validado para citometría de flujo intracelular en muestras humanas. Esencial para estudios de señalización del receptor de células B y de inmunidad innata. UniProt P43405.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Syk humano
Observaciones/Sinónimo	IMD82; p72-Syk
Especie	Humana
ID génico (humano)	6850
ID génico	6850
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-350 de Syk humano (NP_003168.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P43405
Peso de la proteína	72 kDa/70 kDa
Envío	Bolsa de hielo