

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syk Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P43405

Número de artículo: CM0011130



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Syk humano (tirosina quinasa del bazo) conjugado con . Adecuado para citometría de flujo intracelular (FC) en muestras humanas. Syk es una quinasa no receptora clave en la señalización del receptor de células B y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Syk humano
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-350 de Syk humano (NP_003168.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso de la proteína	72kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo