

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syndecan 4 Humano Para Fc - P31431

Número de artículo: CM0010381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Syndecan 4 humano , validado para FC. Reconoce Syndecan-4 humano (SYND4), un proteoglucano de la superficie celular que regula la biogénesis de exosomas. Inmunógeno recombinante. Ideal para citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Syndecan 4 humano
Observaciones/Alias	SYND4
Especie	Humano
GeneID	6385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-145 de Syndecan 4 humano (NP_002990.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31431
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo