

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-T-Bet/Tbx21 Humano Para Citometría De Flujo - Q9UI17

Número de artículo: CM0011625

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra T-bet/Tbx21 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudios de diferenciación de células Th1, inmunofenotipado y análisis de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-T-bet/Tbx21 humano
Observaciones/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Especie	Humano
ID genético (Humano)	30009
ID genético	30009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-535 de T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UL17
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo