

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-T-Bet/Tbx21 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9UI17

Número de artículo: CM0004218

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra T-bet/Tbx21 humano (Q9UL17). Validado para citometría de flujo intracelular, ideal para el análisis del linaje de células Th1 y estudios de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-T-bet/Tbx21 humano
Observaciones/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	30009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-535 de T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo