


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tie-2/Cd202B Conjugado Con Para Fc - Q02763

Número de artículo: CM0004933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al receptor humano Tie-2/CD202b (receptor de Angiopoyetina-1), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para investigación en angiogénesis, biología vascular y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano Tie-2/CD202b
Observaciones/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-745 del Tie-2/CD202b humano (NP_000450.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo