


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tigit Humano Para Citometría De Flujo - Q495A1

Número de artículo: CM0010639



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra TIGIT humano (Q495A1), validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación de puntos de control inmunitario y estudios de inhibición de células T y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TIGIT humano
Observaciones/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Especie	Humano
ID del gen (humano)	201633
Inmunógeno	Proteína recombinante o proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-141 de TIGIT humano (NP_776160.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q495A1
Peso de la proteína	18 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo