


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Citometría De Flujo - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0010185



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TIM-3/HAVCR2 humano (CD366). Validado para citometría de flujo, este reactivo permite la detección de TIM-3 en células inmunitarias para investigación en inmunología e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano TIM-3/HAVCR2
Observaciones/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo