

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim-3/Havcr2 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0009771



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la regulación de los puntos de control inmunitario, el agotamiento de las células T y la investigación en inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TIM-3/HAVCR2 humano
Observaciones/alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
GeneID	84868
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo